

ALURA es la cama más segura y funcional del mercado. Combina la máxima protección del paciente con su sistema de 24 voltios, con lo que todos los componentes de 230 voltios están fuera de la cama, con la prevención de caídas al bajar hasta 30 cm del suelo. Además esta cama es apropiada para personas de mayor peso, hasta 230 kg aproximadamente y mayor tamaño al estar disponible en 100 cm y 120 cm de ancho.

AD 965 L 100 cm x 200 cm



AD 965 XL 120 cm x 200 cm



Baja altura de entrada, 30 cm y un muy generoso rango de elevación, 50 cm, lo que asegura el máximo confort para el paciente, las mejores condiciones de trabajo y evita lesiones de espalda al cuidador.







250 kg de capacidad máxima de carga. Esta cama es apropiada para personas de mayores dimensiones o con sobrepeso. Tenga siempre en cuenta que la capacidad máxima de carga incluye no sólo al paciente sino además todo el equipo sobre la cama, como el colchón, almohada, equipo anti escaras si lo hubiese, etc.

Prevención de caídas. Las barandillas están a 40 cm de altura del somier, lo que permite utilizar colchones y sistemas anti escaras de hasta 16 cm de altura sin necesidad de suplementar la altura de las barandillas para que la cama esté dentro de las normas europeas de seguridad.



24 voltios en la cama

Los residentes están protegidos de la mejor manera posible al no haber elementos a 230 voltios en la cama. Ahorro de energía de € 15 por cama / año. Las mediciones de fuga de corriente se deben realizar sólo cada 10 años.

Óptima para el cuidado diferenciado y libre de sujeciones



Posición Confort. Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones que se parece a estar sentado y que en nuestras camas se adopta simplemente apretando un botón.

de la cama cuando no se usa.

Mesita opcional: Práctica me- Protector de barandillas opcionals: Buffer opcional: Para no dañar Contornos de madera opcionales: sita que se coloca sobre las Como medida de precaución las paredes ni los enchufes. Pue- De origen o posteriormente se barandillas y se cuelga a los pies es aconsejable usar protectores de montarse posteriormente. de barandilla.

puede equipar esta cama con uno o dos cabezales de madera.









13